

e-xam



Технические данные:

е-хам светодиод 2,5 В

5.000-5.500 К

180.000 люкс макс.

Поле освещения: диаметр ок. 11 см
(расстояние 15 см)

е-хам ксенон 2,5 В

3.500-4.000 К

60.000 люкс макс..

Поле освещения: диаметр ок. 14 см
(расстояние 15 см)

батареи: 2 батареи типа АА, 1,5 В



е-хам

Диагностический тонкий фонарик

Высокопроизводительные тонкие фонарики с проверенной фотобиологической безопасностью для медицинской диагностики горла и зрачка.

Предлагаются со светодиодным или ксеноновым освещением.

- Проверенная фотобиологическая безопасность для освещения зрачка согласно EN 62471:2008
- Предварительная фокусировка, равномерное поле освещения.
- Яркий и натуральный белый свет благодаря высокомоощному светодиоду.
- Срок службы светодиода не менее 20 000 часов.
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря длительным срокам службы светодиода и батареек.
- АБС-корпус с металлическим клипсом, допускает дезинфицирующую обработку.
- Простота использования благодаря выключателю.
- В комплект поставки входит держатель лопатки, батарейки и нейлоновый футляр.
- Высокая конструктивная надежность, 2-летняя гарантия, включающая в себя и светодиод.



Информация для заказа:

е-хам

№ 5130-01 черный, XL 2.5В, С держатель шпателя

№. 5130-02 белый, XL 2.5В, С держатель шпателя

№. 5131-01 черный, светодиод 2.5В, С держатель шпателя

№. 5131-02 белый, светодиод 2.5В, С держатель шпателя

2,5 В светодиод для е-хам

№ 12320, в упаковке 1 шт.

ксенон лампа ХК 2,5 В, для е-хам

№ 11178, в упаковке 6 штук

fortelux N



Технические данные:

3 В LED
5.500 Kelvin
24.000 люкс макс.
Поле освещения: диаметр ок. 50mm
(расстояние 15cm)

батареи: 2х батареи типа AAA 1,5 В

fortelux N

Диагностический тонкий фонарик

Экономичный тонкий фонарик для медицинской диагностики со светодиодной подсветкой.

- Светодиодная подсветка близко к естественному дневному свету.
- Предварительно фокусируемый поле света.
- Доступная цена.
- Алюминиевый наружный корпус с металлическим клипсом, допускает дезинфицирующую обработку.
- Простота использования благодаря контактному выключателю.
- В комплект поставки входит батарейки.
- В качестве опции: держатель лопатки, гортанное зеркало и синий светофильтр.
- 2-летняя гарантия.



Информация для заказа:

fortelux N, 1 шт.

- № 5075-526 черный
- № 5074-526 серебряный
- № 5077-526 красный
- № 5071-526 синий
- № 5078-526 белый
- № 5072-526 зеленый

fortelux N, 6 штук

- № 5070 разные цвета
- № 5075 черный
- № 5074 серебристый
- № 5077 красный
- № 5071 синий
- № 5078 белый
- № 5072 зеленый

ri-light набор (fortelux N, держатель лопатки, гортанное зеркало и синий светофильтр.)

№ 5090 белый

3 В LED для fortelux N

№. 12322, 1 шт

