

# one piece cuffs

disinfectable/washable



Latex  
free

- Reusable above to 10.000 times.
- Washable up to 60°C.
- Disinfectable in liquid disinfectant.
- Ideal to prevent cross-contaminations.

- Soft surface for a pleasurable feeling on the skin.
- Latex-free.
- Length of tube 50cm.
- Tested according to ISO 105 E01 Standard.

- Disinfectable one piece cuff, adult (arm circumference 24-32 cm):
- Disinfectable one piece cuff, large adult (arm circumference 32-41 cm):
- Disinfectable one piece cuff, children (arm circumference 13-20 cm):
- Disinfectable one piece cuff, newborn (arm circumference 5-8 cm):
- Disinfectable one piece cuff, infant (arm circumference 8-13 cm):
- Disinfectable one piece cuff, small adult (arm circumference 17-24 cm):

## 1-tube

Art. No.: 150  
Art. No.: 152  
Art. No.: 154  
Art. No.: 156  
Art. No.: 158  
Art. No.: 160

## 2-tube

Art. No.: 151  
Art. No.: 153  
Art. No.: 155  
Art. No.: 157  
Art. No.: 159  
Art. No.: 161

## one piece cuff **Desinfizierbare polsterlose Manschette.**

- **Über 10.000 Mal wiederverwendbar.**
- **Waschbar bis zu 60°C.**
- **Einlegbar in Desinfektionslösung.**
- **Ideal um Kreuzkontamination zu verhindern.**

- Weiche Oberfläche für ein angenehmes Gefühl auf der Haut.
- Latexfrei.
- Schlauchlänge ca. 50cm.
- Getestet nach ISO 105 E01 Standard.

- one piece cuff, Erwachsene (Armumfang 24-32 cm):
- one piece cuff, Erwachsene starke Arme (Armumfang 32-41 cm):
- one piece cuff, Kinder (Armumfang 13-20 cm):
- one piece cuff, Neugeborene (Armumfang 5-8 cm):
- one piece cuff, Säuglinge (Armumfang 8-13 cm):
- one piece cuff, Erwachsene dünne Arme (Armumfang 17-24 cm):

### **1-Schlauch**

- Art. Nr.: 150
- Art. Nr.: 152
- Art. Nr.: 154
- Art. Nr.: 156
- Art. Nr.: 158
- Art. Nr.: 160

### **2-Schlauch**

- Art. Nr.: 151
- Art. Nr.: 153
- Art. Nr.: 155
- Art. Nr.: 157
- Art. Nr.: 159
- Art. Nr.: 161

## one piece cuff **Brassard sans rembourrage.**

- **Utilisables plus de 10.000 fois.**
- **Lavables jusqu'à 60°C.**
- **Résistant aux liquides désinfectants.**
- **L'apprécié pour éviter une contamination croisée.**

- Surface douce pour un sentiment agréable sur la peau.
- Sans Latex.
- Longueur tube env. 50cm.
- Certifié d'après ISO 105 E01 standards.

- one piece cuff, adultes (circonférence bras 24-32 cm):
- one piece cuff, bras adulte obèse, (circonférence bras 32-41 cm):
- one piece cuff, enfants (circonférence bras 13-20 cm):
- one piece cuff, nouveaux-nés (circonférence bras 5-8 cm):
- one piece cuff, bébés (circonférence bras 8-13 cm):
- one piece cuff, bras adulte fine (circonférence bras 17-24 cm):

### **1-tube**

- Réf.: 150
- Réf.: 152
- Réf.: 154
- Réf.: 156
- Réf.: 158
- Réf.: 160

### **2-tube**

- Réf.: 151
- Réf.: 153
- Réf.: 155
- Réf.: 157
- Réf.: 159
- Réf.: 161

## one piece cuff **Brazalete desinfectante sin bolsa.**

- **Utilizables más de 10.000 veces!**
- **Lavable hasta 60°C.**
- **Puede colocarse en líquido desinfectante.**
- **Ideal para evitar contaminaciones cruzadas.**

- Terminado suave para una sensación agradable a la piel.
- Libre de látex.
- Longitud de la mangera aprox. 50cm.
- Probada bajo las exigencias de ISO 105 E01 Standard.

- one piece cuff, adulto (Circunferencia de brazo de 24-32cm):
- one piece cuff, adulto brazos obesos (arm circumference 32-41 cm):
- one piece cuff, niños (arm circumference 13-20 cm):
- one piece cuff, neonates (arm circumference 5-8 cm):
- one piece cuff, lactantes (arm circumference 8-13 cm):
- one piece cuff, adulto brazos delgados (arm circumference 17-24 cm):

### **1-tubo**

- No.: 150
- No.: 152
- No.: 154
- No.: 156
- No.: 158
- No.: 160

### **2-tubo**

- No.: 151
- No.: 153
- No.: 155
- No.: 157
- No.: 159
- No.: 161

## one piece cuff **дезинфицируемая однокомпонентная манжета**

- **Может использоваться до 10 000 раз.**
- **Моется при температуре до 60 С.**
- **Может дезинфицироваться в жидком дезинфектанте.**
- **Идеально для предотвращения загрязнений.**

- Мягкая поверхность для приятного прилегания к коже.
- Без латекса.
- Длина трубки 50 см.
- Протестировано в соответствии со стандартом ISO 105 E01.

- one piece cuff, взрослая (обхват руки 24-32 см):
- one piece cuff, взрослая увеличенная (обхват руки 32-41 см):
- one piece cuff, детская (обхват руки 13-20 см):
- one piece cuff, неонатальная (обхват руки 5-8 см):
- one piece cuff, младенец (обхват руки 8-13 см):
- one piece cuff, подростковая (обхват руки 17-24 см):

### **1-шланговая**

- № 150
- № 152
- № 154
- № 156
- № 158
- № 160

### **2-шланговая**

- № 151
- № 153
- № 155
- № 157
- № 159
- № 161

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>