


# exacta®



## exacta® aneroid sphygmomanometer

This classic twin-tube sphygmomanometer has been further improved and reduced in weight. Also optionally available in a latex-free version (please enter LF for latex-free when ordering). High-quality precision sphygmomanometer-twin-tube model with black lacquered metal casing.

- **Life-long precision thanks to practically non-ageing and pressure-resistant measuring system up to 600 mm Hg.**
  - **Stainless metal clamp for hooking the pressure gage to the cuff.**
  - **Precision air release valve with fine adjustment and wear-free.**
  - **Microfilter protects air release valve and measuring system.**
- Linear scale  $\varnothing$  49 mm from 0 to 300 mmHg.
  - Latex bulb for pumping up the cuff.
  - Maximum error tolerance +/- 3 mmHg.
  - In vinyl zipper case.
  - Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs.
- exacta® Cotton bandage cuff, adult,  $\varnothing$  49 mm, two-tube
  - exacta® Cotton hook cuff, adult,  $\varnothing$  49 mm, two-tube
  - exacta® Calibrated nylon velcro cuff, adult,  $\varnothing$  49 mm, two-tube
- Lacquered metal, black Art. No.: 1350-102
  - Lacquered metal, black Art. No.: 1350-105
  - Lacquered metal, black Art. No.: 1350

## exacta® aneroides Blutdruckmessgerät

Der Klassiker unter den 2-Schlauch Blutdruckmessgeräten wurde weiter verbessert und gewichtsreduziert. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (LF für latexfrei angeben). Hochqualitatives Präzisions-Blutdruckmessgerät in Zweischlauchausführung und schwarz lackiertem Metallgehäuse.

- **Lebenslange Präzision durch nahezu alterungsfreies und druckresistentes Messsystem bis zu 600 mm Hg.**
- **Rostfreie Metallklemme zum Einhängen des Manometers an der Manschette.**
- **Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei.**
- **Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem.**

- exacta® Baumwoll-Wickelmanschette, ø 49 mm 2-Schlauch
- exacta® Baumwoll-Hakenmanschette, ø 49 mm 2-Schlauch
- exacta® Kalibr. Nylon-Klettenmanschette, ø 49 mm 2-Schlauch

- Lineare Skala ø 49 mm, von 0 - 300 mm Hg.
- Latexball zum Aufpumpen der Manschette.
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg.
- Inkl. Vinyl-Reißverschluss tasche.
- Umfassende Auswahl weiterer Manschettengrößen und -ausführungen.

- Metall lackiert, schwarz Art.-Nr.: 1350-102
- Metall lackiert, schwarz Art.-Nr.: 1350-105
- Metall lackiert, schwarz Art.-Nr.: 1350

## exacta® tensiometre anéroide

Ce tensiometre à deux tubes classique a encore été amélioré et réduit en poids. Également disponible, en option, dans une version sans latex (veuillez saisir, lors de la commande, la référence LF pour la version sans latex). Tensiometre de précision de qualité supérieure - modèle à deux tubes doté d'un boîtier en métal laqué noir.

- **Précision durable grâce à un système de mesure inaltérable et résistant à la pression jusqu'à 600 mm Hg.**
- **Pince en métal inoxydable permettant d'accrocher le manomètre au brassard.**
- **Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.**
- **Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure.**

- exacta® Brassard enveloppant, en coton, adulte, ø 49 mm, deux tubes
- exacta® Brassard à crochets, en coton, adulte, ø 49 mm, deux tubes
- exacta® Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte ø 49 mm, deux tubes

- Graduation linéaire, ø 49 mm, de 0 à 300 mm Hg.
- Poire latex pour le gonflage du brassard.
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg.
- Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair.
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards.

- Métal laqué, noir Réf.: 1350-102
- Métal laqué, noir Réf.: 1350-105
- Métal laqué, noir Réf.: 1350

## exacta® esfigmomanómetro aneroide

Este esfigmomanómetro clásico de dos tubos se ha perfeccionado y su peso se ha reducido todavía más. También está disponible en una versión sin látex (cuando realice el pedido indique LF (latex-free) para solicitar esta opción). Esfigmomanómetro de alta calidad y precisión: modelo de dos tubos con carcasa metálica lacada en negro.

- **Precisión para toda la vida gracias a un sistema de medición prácticamente sin envejecimiento y resistente a presiones de hasta 600 mm Hg.**
- **Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.**
- **Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.**
- **Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.**

- exacta® Brazalete de algodón arrollable, adultos, ø 49 mm, 2 tubos
- exacta® Brazalete de algodón con gancho, adultos, ø 49 mm, 2 tubos
- exacta® Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos, ø 49 mm, 2 tubos

- Escala lineal, ø 49 mm, 0 - 300 mm Hg.
- Pera de látex para inflar el brazalete.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
- Incl. bolsa de vinilo con cremallera.
- Amplia selección de otros tamaños y versiones de brazalete.

- Metal pintado, negro No. 1350-102
- Metal pintado, negro No. 1350-105
- Metal pintado, negro No. 1350

## exacta® aneroidный тонометр

Этот классический сфигмоманометр с двумя шлангами прошёл дальнейшее усовершенствование и стал легче. Опционально предлагается также в безлатексном исполнении (введите LF (без латекса) при заказе). Высококачественный прецизионный сфигмоманометр - модель с двумя шлангами и металлическим корпусом чёрного цвета.

- **Сохранение точности в течение всего срока службы благодаря практически нестареющей и устойчивой к давлению измерительной системе до 600 мм рт.ст.**
- **зажим из нержавеющей стали для присоединения манометра к манжете.**
- **неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.**
- **микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.**

- exacta® тонометр с обматывающей манжетой для взрослых, диаметр манометра 49 мм, двухшланговый
- exacta® тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых, диаметр манометра 49 мм, двухшланговый
- exacta® тонометр с манжетой на липучке для взрослых, диаметр манометра 49 мм, двухшланговый

- линейная шкала диаметром 40 мм, от 0 до 300 мм рт. ст.
- груша без латекса для накачивания манжеты.
- максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт. ст.
- в виниловой сумке на молнии.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей.

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>

- нержавеющая сталь, черный № 1350-102
- нержавеющая сталь, черный № 1350-105
- нержавеющая сталь, черный № 1350