

e-mega

precision meets efficiency.



e-mega aneroid sphygmomanometer

State of the art aneroid palm style sphygmomanometer available as 1- and 2-tube version with disinfectable latex-free one-piece cuffs.

- **Fast inflation of the cuff due to new ergonomic spoon design.**
 - **Lifelong precision due to almost non-aging precision movement, with specially tempered copper-beryllium diaphragm for pressure-loading capacity up to 600 mm Hg.**
 - **Disinfectable and washable one-piece cuffs in different sizes.**
 - **Comfort – air release valve, wearfree, with fine adjustment.**
- Large manometer scale (ø 63 mm) and optimized scale and pointer design for better readability of values.
 - High-polished manometer surface, easy to disinfect.
 - Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg.
 - Microfilter protects air release valve and measuring system.
 - Available as 1-tube and 2-tube model with plug-in connection.
 - Completely latex-free version with shock-protecting polycarbonate casing.
 - Delivery includes one-piece cuff and vinyl zipper bag.

- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 1-tube
- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 2-tube

- white Art. No.: 1370-150
- white Art. No.: 1371-151

- black Art. No.: 1375-150
- black Art. No.: 1376-151

e-mega Aneroid-Blutdruckmessgerät

Modernes aneroides Blutdruckmessgerät mit desinfizierbaren polsterlosen Manschetten, erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung.

- **Schnelles Aufpumpen der Manschette durch optimiertes Löffeldesign.**
- **Lebenslange Präzision durch nahezu alterungs- und druckresistentes Messsystem bis zu 600 mm/Hg.**

- Große Skala (Ø 63 mm) und optimiertes Skalen- und Zeigerdesign für gute Ablesbarkeit.
- Hochglanzpolierte leicht zu desinfizierende Oberflächen.
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm/Hg.

- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 1-Schlauch
- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 2-Schlauch

- **Desinfizierbare und waschbare polsterlose Manschetten in verschiedenen Größen**
- **Präzises und verschleißfreies Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung**

- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem.
- Erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung mit Steckverbindung.
- Komplett latexfreie Ausführung mit Gehäuse aus stoßgeschütztem Polycarbonat.
- Lieferung inkl. Manschette in einer Vinyl-Reißverschlusstasche.

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> weiß | Art.-Nr.: 1370-150 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | Art.-Nr.: 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> weiß | Art.-Nr.: 1371-151 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | Art.-Nr.: 1376-151 |

e-mega tensiometre anéroide

Tensiometre anéroide moderne avec brassards sans poche, stérilisable, disponible en version 1 ou 2 tubes.

- **Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée.**
- **Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant, avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempé spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.**

- Grand cadran (Ø 63 mm), système aiguille et graduation optimisé pour une bonne lisibilité.
- Surfaces poli miroir et facile à stériliser.
- Tolérance erreurs maximum de +/- 3 mm/Hg.
- Microfiltre qui protège la vanne de décompression et le système de mesure.

- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 1 tube
- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 2 tubes

- **Brassard sans poche, désinfectable et lavable, plusieurs tailles disponibles.**
- **Confort: valve de décompression sans usure, avec ajustement précis.**

- Disponible en version 1 tube/2 tubes avec connecteur.
- Version complètement sans Latex avec boîtier en polycarbonate, protection anti-choc.
- Livraison cpl. avec brassard dans un étui vinyle à fermeture éclair.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> blanc | Réf.: 1370-150 | <input checked="" type="checkbox"/> noir | Réf.: 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> blanc | Réf.: 1371-151 | <input checked="" type="checkbox"/> noir | Réf.: 1376-151 |

e-mega esfignomanómetro aneroide

Esfignomanómetro aneroide moderno con brazaletes desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo y de 2 tubos.

- **Inflado rápido del brazalete a través de su óptimo diseño de la cuchara.**
- **Larga precisión y vida útil por ser casi libre de envejecimiento y por su sistema de medición resistente a la presión de hasta 600 mm/Hg.**

- Tamaño de la escala (Ø 63 mm) escala optimizada y diseño de la aguja para una buena lectura.
- Acabado pulido para una ligera desinfección de superficies.
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm/Hg.
- Microfiltro que protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición.

- con brazalete desinfectable de una sola pieza para adultos 1- tubo
- con brazalete desinfectable de una sola pieza para adultos 2- tubos

- **Brazalete desinfectable, lavable en diferentes tamaños.**
- **Confort – Válvula de purga de aire con fino ajuste.**
 - Disponible con 1- y 2- tubos con conectores.
 - Presentación completamente libre de látex con coraza de policarbonato protegida contra caídas.
 - Se entrega incluyendo brazalete en un bolso de vinil con cremallera.

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> blanco | Art.-No.: 1370-150 | <input checked="" type="checkbox"/> negro | Art.-No.: 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> blanco | Art.-No.: 1371-151 | <input checked="" type="checkbox"/> negro | Art.-No.: 1376-151 |

Sfigmomanometro aneroide e-mega

Sfigmomanometro aneroide moderno con bracciali senza camera d'aria disinfettabili. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi.

- **Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaino.**
- **Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg.**

- Manometro grande (Ø 63 mm) e disegno delle scale e lancette ottimizzato per una leggibilità maggiore.
- Superfici lucidate per una disinfezione più semplice.
- Tolleranza d'errore massima: +/- 3 mm/Hg.

- con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 1 tubo
- con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 2 tubi

- **Bracciali senza camera d'aria disinfettabili e lavabili, disponibili in diverse taglie.**
- **Valvola di sfiato comfort con regolazione di precisione.**

- Con microfiltri per la protezione della valvola di sfiato e del sistema di misurazione.
- Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto.
- Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato antiurto.
- Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile.

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> bianco | No. 1370-150 | <input checked="" type="checkbox"/> nero | No. 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> bianco | No. 1371-151 | <input checked="" type="checkbox"/> nero | No. 1376-151 |

e-mega aneroidный тонометр

Современный прибор для измерения артериального давления с одинарным или двойным шлангами, в комплекте с дезинфицируемой однокомпонентной манжетой без латекса.

- **Быстрое накачивание манжеты благодаря новому эргономичному дизайну рукоятки.**
- **Дезинфицируемые, пригодные для стирки в машине при температуре 60 градусов С однокомпонентные манжеты.**

- Практичный дизайн шкалы прибора Ø 63 мм удобен в применении и гарантирует прекрасную считываемость.
- Глянцевое отполированное покрытие прибора легко чистить.
- Максимальная допустимая погрешность прибора +/- 3 мм р.с.
- Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему.
- Доступны модели тонометра как с одним так и с двумя шлангами. Легкая смена манжет – шланг легко одеваются на конектор прибора.

- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 1 шланговый
- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 2 шланговый

- **Медно - бериллиевая мембрана предохраняет тонометр от избыточного давления и гарантирует длительный срок службы прибора, выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.**
- **Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.**

- Модель изготовлена без использования латекса в поликарбонатном корпусе.
- Поставляется в комплекте с однокомпонентной манжетой, в виниловой сумке на молнии.

- | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> белый | № 1370-150 | <input checked="" type="checkbox"/> черный | № 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> белый | № 1371-151 | <input checked="" type="checkbox"/> черный | № 1376-151 |

Интернет-магазин **Rudolf Riester**
+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>