

komprimeter

 **Riester**

The familiar way



The classic Riester pneumatic tourniquet is a reliable device which is used during amputations to **restrict blood circulation** in the limbs. It has a **robust and very accurate manometer** to provide exact measurements and a particularly **long service life**.

- Sturdy metal pump to produce pressure
- Air in the cuff can escape by opening the release valve
- Chromium-plated metal manometer with easy-to-read aluminium scale up to 700 mm Hg

- Incl. upper arm cuff 57 x 9 cm and thigh cuff 96 x 13 cm, both with latex-free bladders
- All cuffs are made of material which can be washed and disinfected
- Complete in cardboard box

Pneumatic tourniquet, incl. 2 cuffs with latex-free bladders

No. 5255

Optional extras

Child's cuff 38 x 8 cm with latex-free bladder

No. 11219

комприметер

 **Riester**

The familiar way

→ Der klassische Riester-комприметер ist ein zuverlässiges Gerät, das bei Amputationen zur **Erzeugung von Blutleere** in den Gliedmaßen eingesetzt wird. Sein **stabiler und hoch präziser Manometer** ist neben der exakten Messung auf eine besonders **hohe Langlebigkeit** ausgelegt.

- Stabile Metallpumpe zur Druckerzeugung
- Luft in der Manschette entweicht durch Öffnen des Ablassventils
- Verchromter Metallmanometer mit gut ablesbarer Aluminiumskala bis 700 mm Hg
- Inkl. Oberarmmanschette 57 x 9 cm und Oberschenkelmanschette 96 x 13 cm, jeweils mit latexfreien Polstern
- Alle Manschetten sind aus abwaschbarem und desinfizierbarem Material
- Komplett in Karton

комприметер, inkl. 2 Manschetten mit latexfreien Polstern

Nr. 5255

Optional erhältlich

Kindermanschette 38 x 8 cm mit latexfreiem Polster

Nr. 11219

→ Le tourniquet pneumatique classique de Riester est un dispositif fiable utilisé pour **créer un vide sanguin** dans les membres en cas d'amputation. Etant conçu pour une prise de mesure exacte, son **manomètre robuste et de haute précision** est également doté d'une **longévité** particulièrement **élevée**.

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- Manomètre métallique chromé avec graduation en aluminium bien lisible et allant jusqu'à 700 mm Hg
- Brassard pour avant-bras 57 x 9 cm et brassard pour cuisse 96 x 13 cm compris, chacun avec vessies sans latex
- Tous les brassards sont fabriqués en matériau lavable et pouvant être désinfecté.
- Complet, dans carton

Tourniquet pneumatique deux brassards avec vessies sans latex compris

Nr. 5255

Disponible en option :

Brassard pour enfants 38 x 8 cm avec vessie sans latex

Nr. 11219

→ El clásico torniquete neumático de Riester, altamente fiable, se emplea para la **evacuación de la sangre** de las extremidades en amputaciones. Su **manómetro resistente y altamente preciso** está diseñado para una medición exacta y una **larga duración**.

- Robusta bomba metálica para generación de presión
- El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de purga
- Manómetro metálico cromado con escala de aluminio fácilmente legible hasta 700 mm Hg
- Incl. brazalete para brazo de 57 x 9 cm y brazalete para muslo de 96 x 13 cm, en ambos casos con bolsas sin látex
- Todos los brazaletes están realizados en material lavable y desinfectable
- En caja de cartón

torniquete neumático incl. 2 brazaletes con bolsas sin látex

Nr. 5255

Disponible opcionalmente

Brazalete pediátrico 38 x 8 cm con bolsa sin látex

Nr. 11219

→ Классический комприметер фирмы Riester - это надежный прибор, который при ампутациях используется для обескровливания конечностей. Его прочный и высокоточный манометр отличается еще и продолжительным сроком службы.

- Прочный металлический насос для генерирования давления.
- Воздух из манжеты выпускается через клапан.
- Хромированный металлический манометр с хорошо считываемой алюминиевой шкалой до 700 мм рт. ст.
- Вкл. манжету на предплечье 57 x 9 см и манжету на бедро 96 x 13 см, каждая с прокладками без латекса.
- Все манжеты сделаны из материала, который можно стирать и дезинфицировать
- картонной коробке

комприметер, включает 2 манжеты с прокладками без латекса

Nr. 5255

Дополнительно поставляется:

Детская манжета 38 x 8 см с прокладкой без латекса

Nr. 11219

Интернет- магазин

Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88

<http://www.ri-med.ru>

